

+robé
médical



Kit de lavage auriculaire Otoclear - Bionix

Le kit d'irrigation avec pulvérisateur offre une solution simple et efficace pour l'élimination de cérumen

Le système d'irrigation auriculaire permet un nettoyage du conduit auditif. Les embouts jetables à 3 rayons pulvérisent de l'eau dans l'oreille à un angle de 30°, directement sur la paroi du conduit auditif.

- Nettoyage délicat ou une irrigation du conduit auditif
- Transport facile, ne nécessite pas de courant électrique
- Indicateur de la température intégré au flacon du pulvérisateur
- Pression sur le tympan réduite grâce aux embouts jetables
- Utilisation simple
- Adaptation idéale des embouts aux conditions anatomiques du patient

Le kit comprend :

- Le pulvérisateur OtoClear (muni d'une jauge de température)
- Tête du flacon munie d'une tige
- 20 embouts OtoClear
- Cuvette pour écoulements auriculaires

Matériel médical CE.