

Kit de premiers secours tactique - TMK - 1-Medical

IFAK polyvalent et adaptable pour répondre à des besoins multiples

Cet IFAK est un kit de premiers secours polyvalent et adaptable conçu pour répondre aux besoins uniques de différents utilisateurs. Que vous soyez un premier intervenant, un amateur de plein air ou un professionnel, cet IFAK personnalisable est là pour vous soutenir lors de situations d'urgence.

Spécifications techniques :

- Dimensions : 7,9 x 6 x 3 pouces - 200 x 150 x 80 mm
- Poids à vide : 330 g
- Poids avec configuration : 780 g
- Matériau : Polyester 600 D

Configuration :

- 1x bandage d'urgence de 4 pouces,
- 1x éclisse en aluminium de 9 pouces,
- 1x ciseaux médicaux,
- 1x couverture d'urgence,
- 1x garrot,
- 1x bandage PBT (8*4 cm),
- 1x bandage triangulaire,
- 1x ruban médical,
- 1x sifflet de survie,
- 1x masque facial de RCR,
- 1x marqueur,
- 1x gants.

Matériel médical CE.

