

Kit tactique de premiers secours - 002M - 1-Medical

IFAK polyvalent et adaptable pour répondre à des besoins multiples

Cet IFAK est un kit de premiers secours polyvalent et adaptable conçu pour répondre aux besoins uniques de divers utilisateurs, que vous soyez un premier intervenant, un amateur de plein air ou un professionnel. Il fournit un soutien personnalisable lors de situations d'urgence.

Spécifications techniques :

Dimensions : 10 x 7,8 x 4 pouces - 250 x 200 x 100 mm

Poids à vide : 256 g

Poids avec configuration : 650 g

Matériau : Nylon 500 D

Configuration :

- 2x sceaux thoraciques
- 1x bandage d'urgence de 4 pouces
- 1x gaze compressée
- 1x garrot
- 1x voie aérienne nasale
- 1x lubrifiant pour tube nasopharyngé
- 1x paire de gants
- 1x marqueur
- 1x ruban de combat
- 1x bandage élastique
- 1x couverture d'urgence
- 1x ciseaux pour trauma

Matériel médical CE.

