



Kit tactique de premiers secours - CMS Mini - 1-Medical

IFAK polyvalent et adaptable pour répondre à des besoins multiples

Cet IFAK est un sac de premiers secours polyvalent et adaptable, conçu pour répondre aux besoins uniques de différents utilisateurs. Que vous soyez un premier intervenant, un amateur de plein air ou un professionnel, cet IFAK personnalisable est là pour vous soutenir lors de situations d'urgence.

Caractéristiques techniques :

- Dimensions : 6,3 x 5 x 2 pouces - 160 x 130 x 50 mm,
- Poids à vide : 210 g,
- Poids avec configuration : 600 g,
- Matériau : Polyester 600 D.

Configuration :

- 1x garrot,
- 1x marqueur,
- 1x ciseaux médicaux de 16 cm,
- 1x ruban de combat,
- 1x gants,
- 2x scellant thoracique,
- 1x bandage d'urgence de 4 pouces,
- 1x gaze compressée,
- 1x canule nasale,
- 1x lubrifiant pour tube nasopharyngé.

Matériel médical CE.