

FICHE TECHNIQUE

Kits de pièces détachées Littmann 3M pour stéthoscopes Lightweight II S.E

Pièces détachées pour tout stéthoscope 3M Littmann Lightweight II S.E

Kits pièces détachées pour les stéthoscopes 3M Littmann, ayant tous des embouts auriculaires souples (petits)

Pour stéthoscope Lightweight II S.E. : membrane double fréquence avec bague - bague anti-froid côté cloche - coloris noir ou marron clair.

Conditionnement sous blister.

Normes CE.

