

### Kits de pièces détachées Littmann pour Classic II Pédiatrique

Pièces détachées pour tout stéthoscope 3M Littmann Classic II Pédiatrique et Nouveau-né

Kits pièces détachées pour les stéthoscopes 3M Littmann

**Compris dans le kit pédiatrique (ref KIT340) :**

- membrane flottante
- bague noire / bague grise.

**Compris dans le kit nouveau-né (ref KIT357) :**

- embouts auriculaires souples (petits)
- membrane flottante
- bague noire / bague grise.

**Important : le kit pédiatrique ne comprend pas d'embouts auriculaires.**

Conditionnement sous blister.

Normes CE.

