

FICHE TECHNIQUE

Lames de gouges stériles Robé Médical - Boîte de 100

Nouvelles lames de gouges en acier carbone, disponibles en toutes tailles.

Lames en acier carbone pour une qualité de coupe propre.

Ces lames vous assurent une qualité de coupe optimale durant vos soins de pédicurie.

La boîte de lames de gouges Robé Médical contient 100 lames stériles emballées individuellement sous blister pelable en aluminium.

La stérilisation des lames par rayonnement gamma. Stérilisation facilement vérifiable grâce à la pastille de couleur rouge.

Disponibles dans toutes les tailles: n°1, n°2, n°3, n°5, n°8, n°10 et n°12.

Compatibles avec le manche n°3 pour lames de gouges.

Vendues par boîte de 100.

Matériel médical CE.

