

Lampe à infrarouge 150 W, sur socle

Pour soulager les douleurs articulaires et musculaires.

Utilisation au niveau de la nuque, des épaules, bras, jambes, pieds, coudes, genoux et muscles. Rayon infrarouge qui pénètre à l'intérieur de la peau et stimule la circulation sanguine. Permet de relâcher les tensions musculaires, d'augmenter la circulation sanguine ainsi que de diminuer les tensions articulaires et musculaires.

- Légère et résistante.
- Inclinaison réglable.
- Avec socle pour poser la lampe.
- Longueur d'onde : 1200-1400 nm.
- Puissance : 150 W.
- Temps d'utilisation : 1000-1500 heures.
- Coloris : beige.

Livrée avec prise secteur intégrée.

Conforme à la norme ISO9001:2000.

Matériel Médical CE.

