

Lampe de wood UV 16 W

Pour l'analyse de la peau et la détection de pathologies cutanées.

Avec éclairage ultraviolet, spécialement utilisée en dermatologie, esthétique, médecine vétérinaire et dans les procédures de recherche.

- Grossissement : 3 dioptries.
- Lentille 10 x 5 cm.
- Protection en plastique au dos.
- Bouton ON/OFF.
- Manche de préhension 11 cm.
- 4 tubes UVA.
- Longueur d'onde : 365 nm.
- Temps d'utilisation : 3000 heures.
- Puissance : 16 W.

Poids : 1 kg.

Dimensions : H 4 x L 17 x l 14,5 cm.

Livré avec prise secteur intégrée à la lampe et enveloppe noire.

Matériel Médical CE.

