

### Leukomed Bsn Médical - Pansement adhésif non tissé stérile compresse absorbante - Boîte de 50

Pansement adhésif post-opératoire avec compresse absorbante pour recouvrir les plaies peu exsudatives.

Pansement polyester multi-extensible en non tissé, adhésif avec compresse absorbante et non adhérente.

Perméable à l'air et à la vapeur d'eau, il réduit le risque de macération.

Pour le recouvrement des plaies peu exsudatives de petites et moyennes tailles.

- Haute tolérance cutanée, même sur les peaux sensibles.
- Confortable.
- Bords arrondis sur les 4 côtés.
- Radio-transparent.
- Formule sans latex, sans phtalates.

#### **3 tailles disponibles:**

- 5 cm x 7,2 cm.
- 8 cm x 10 cm.
- 10 cm x 12,5 cm.

Stérilisation : Oxyde éthylène.

Conditionné sous pochette individuelle stérile.  
Vendus par boîte de 50 pansements.

Fabrication Européenne.

Matériel médical CE.

Validité : 5 ans.

