



Leukoplast - Pansement adhésif non tissé élastique à découper Soft White - Bsn Médical

Pansement adhésif haute tolérance cutanée pour premiers soins. Rouleau de 5m à découper.

Composé d'un support tissu multiextensible, non tissé polyester et d'une compresse centrale absorbante non adhérente.

Extensible en largeur et conformable, forte adhésivité.

Perméable à l'air et à la vapeur d'eau, limite les risques de macération.

Indiqué pour le soin des plaies superficielles: coupures, lacérations, abrasions, prise de sang ou vaccination.

- Se coupe rapidement.
- Facile d'utilisation.
- Haute tolérance cutanée.
- Très conformable.
- Retrait indolore.
- Applicable sur toutes les zones du corps.
- Sans latex.
- Sans phtalates.
- Non stérile.
- Couleur blanc.

Tailles disponibles:

- 5 m x 4 cm
- 5 m x 6 cm
- 5 m x 8 cm

Conditionné en rouleau unitaire dans une boîte distributrice.

Matériel médical CE.