

### **Leukoplast - Pansement adhésif stérile imperméable 3,8 x 3,8 cm - Boîte de 100 - Bsn Médical**

Haute protection cutanée, extensible, résistant à l'eau. Pour le soin des plaies superficielles.

Pansement adhésif stérile constitué d'un film extensible de couleur chair et d'une compresse médiane absorbante. Forme une barrière antibactérienne et prévient les infections secondaires.

Pour les soins de plaies superficielles, nécessitant une protection aux souillures et aux bactéries (coupures, lacérations, abrasions ou après une prise de sang ou une vaccination).

- Support résistant à l'eau.
- Haute protection cutanée.
- Perméable à la vapeur d'eau, limite le risque de macération.
- Conformables.
- Bords arrondis.
- Sans latex, sans phtalates.

#### Composition :

- Support : polyuréthane et polystyrène.
- Masse adhésive : acrylique.
- Compresse : viscosse (85%) et PE/PP (15%), non tissée, recouverte d'un voile en polyéthylène.

Taille : 3,8 x 3,8 cm.

Stérilisation : Oxyde éthylène.

Sous emballage individuel.  
Vendus par boîte de 100 pansements.

Matériel Médical CE.

