



Lève-personnes Nausifly 3 Standard - Ecartement électrique

Compact, il s'adapte partout grâce à l'écartement électrique des pieds.

Lève personnes à hauteur et écartement variables avec commande électrique, conçu pour les patients dont la mobilité est réduite, et qui ont besoin d'une aide mécanique pour être déplacés.

Spécialement conçue pour une utilisation à domicile et en milieu collectif, ce lève personne facilite les transferts du lit au fauteuil en position assise grâce à son système à quatre points en forme de fléau parabolique, offrant un confort accru au patient.

Ce dispositif est équipé de deux dispositifs de descente d'urgence : un manuel et un électrique.

Ils disposent également d'un écartement des pieds réglable électriquement, ainsi que d'un châssis pliable. Leur qualité de roulement est optimale sur tous les types de surfaces.

De plus, ils sont équipés en standard d'une batterie au lithium, ce qui évite les frais supplémentaires d'exploitation.

- Les roues (ø75 mm) à double roulement à billes et à revêtement spécial permettent une manoeuvrabilité sur tous les sols uniformes.
- Système d'écartement électrique des pieds pour s'adapter à de grandes largeurs de fauteuil.
- Descente électrique de sécurité.
- Équipé de série d'un fléau 4 points fourni avec une protection en mousse thermoformée.
- Poids maximum : 180 kg.

Accessoires disponibles séparément : [Sangles disponibles chez Robé Médical](#)

Dimensions :

Longueur totale : 104,5 cm
Hauteur utile mini : 59 cm
Hauteur utile maxi : 164,5 cm
Hauteur totale : 134,5 cm
Hauteur du châssis : 115 cm
Largeur embase mini : 57 cm
Largeur embase maxi : 81 cm
Diamètre de giration : 112 cm

Poids : 40 kg

Fabrication Française.

Garantie 5 ans (sauf batterie lithium garantie 2 ans).

Conforme aux normes: NF EN ISO 10535 (2007).

Matériel médical CE.