

Lingettes de toilette corporelle et incontinence adulte Sleepy - Pack de 50

Lingettes imprégnées ultra douces pour la toilette du visage, des mains et la toilette intime.

Lingettes blanches en non tissé très doux, imprégnées d'une lotion nettoyante au pH neutre pour la peau.

Adapté aux peaux matures sensibles et sollicités. S'utilisent sans eau, ni rinçage.

- Usage unique.
- Texture douce pour un usage quotidien.
- PH : 5 +/-0,5 (neutre à la peau).
- Sans alcool.
- Sans paraben.
- Sans colorant.
- Sans ingrédients d'origine animale.

Composition :

Composition du liquide d'imprégnation :

Aqua / c12-15 pareth-12 / Phenoxyethanol / Benzoic Acid / Dehydroacetic Acid / Glycérine / Parfum / Citric Acid

PH : 5 +/- 0.5 (neutre à la peau)

Taille d'une lingette dépliée : 260 x 220 mm.

Grammage : 50 gr/m².

Conditionnement : paquet refermable de 50 lingettes.

Durée de vie : 36 mois (date de péremption indiquée sur le sachet).

Liquide d'imprégnation conforme aux exigences de la direction Européenne sur les produits cosmétiques 76/768/CEE.

Matériaux d'emballage répondant aux recommandations de la directive européenne 90/128/CEE.

