



FICHE TECHNIQUE

Lingettes désinfectantes EN 16615 ROBE MÉDICAL 130 lingettes grand format

Lingettes Robé Médical conforme EN16615 en moins de 5 minutes. Fabrication Française. Conditionnement par 130.

Pour dispositifs médicaux et surfaces. Nouvelles lingettes Robé Médical. Présentation en boîte maxi de 130 lingettes.

Lingettes imprégnées nettoyantes et désinfectantes.

Bactéricides et levuricides pour le traitement des dispositifs médicaux non invasifs, des surfaces et structures externes des équipements.

Propriétés microbiologiques:

- Bactéricide: EN16615 en 5 min à 20°C.
- Bactéricide: EN13727, EN13697 en 1 min à 20°C.
- Levuricide: EN13624, EN13697 en 5 min à 20°C.
- Virucide: active selon EN14476 en 1 min à 20°C sur HIV-1, PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), Herpesvirus, Rotavirus et Vaccinia virus.

- Format économique de 130 lingettes.
- Grand format : 18,5 x 13 cm.
- A usage unique.
- Prête à l'emploi.
- Agréablement parfumée.
- Temps d'action entre 1 min et 5 min selon le type d'efficacité antimicrobienne recherchée.

Tout type de dispositifs médicaux non invasifs: stéthoscopes, sondes échographiques classiques, capteurs de pression, testeurs de glycémie, tensiomètres, marteaux à réflexes,...

Surfaces, mobiliers, plan de travail et structures externes des équipements médicaux.

Conditionnement avantageux et un point de vue économique en boîte distributrice de 130 lingettes.

Fabrication Française.

Matériel médical CE.

