

FICHE TECHNIQUE



Pour le nettoyage hygiènique des surfaces. Microfibre, résitante à 300 lavages en machine.

Chiffonnette 94% fibres, (70% viscose, 30% polyester), 80 g/m². Utilisation pour nettoyer, dégraisser, désinfecter et essuyer. ideal pour l'application des sprays de surface nettoyant ou désinfectant.

- Utilisation légèrement humide.
- Epaisse et absorbante.
- Souple et maniable.
- Résistante à la déchirure.
- Structure alvéolée : capte les salissures.
- Se rince facilement et sèche rapidement.
- Lavable à 95°.
- Usage unique ou multi-usage.
- Lisse, ne raye pas.

Idéal pour l'application de nettoyants et désinfectants en milieu médical.

Couleur : vert.

Dimensions: 36 x 42 cm.

Vendu par lot de 2 sachets de 25 lavettes, soit 50 lavettes.

Existe en version chamoisine.

