

### Lotion de lavage mains ultra douce 400 ml Robé Médical

#### Pour le lavage haute fréquence et la protection des mains

Discrètement parfumée avec un choix de 2 parfums agréables, la lotion mains haute fréquence ROBE est non agressive et vous assure une protection de la peau optimale.

Testée sous contrôle dermatologique, la lotion haute fréquence est à utiliser selon les protocoles de lavage des mains afin de lutter contre les contaminations manuportées.

- Ph 6.5.
- Sans alcool et sans paraben.
- Parfum discret et agréable.
- Senteurs coton fleuri ou amande.
- Format économique et pratique.

Conditionnement en flacon avec pompe de 400 ml.  
Vendu par lots de 3 flacons.

Fabriqué en Europe pour ROBE médical.

