

Lunette à oxygène adulte avec tubulure Robé Médical

Lunette oxygène adaptées aux adultes avec embout nasal fin et souple

Ces lunettes à oxygène Robé médical permettent de transmettre l'oxygène produit par un extracteur d'oxygène.

Elles délivrent de l'oxygène par le biais de deux embouts nasaux.

Etudiées pour être confortables, elles sont équipées d'une languette flexible qui permet de stabiliser la lunette sur la lèvre supérieure du patient.

La courbure systématique des embouts s'adapte à l'anatomie du patient.

Elles sont fournies avec une tubulure anti-écrasement en PVC souple de 2 mètres avec un embout courbé non évasé.

Pratique, elles permettent à l'utilisateur de conserver son autonomie, ce dernier peut ainsi manger, boire, parler et prendre son traitement sans avoir besoin de les enlever.

Ce dispositif non stérile est adapté aux adultes.
Garantie sans latex pour éviter tout risque allergique.

- Produit non stérile à patient unique.
- Sans latex.
- Tubulure de 2m.

Conseils d'utilisation:

- Placer les embouts face aux narines.
- Faire passer les 2 tubulures autour des 2 oreilles, positionner les embouts dans chaque narine.
- Passer la tubulure sous le menton et remonter l'anneau pour fixer la lunette.

Livré sous emballage étanche individuel.
Vendu par lot de 5 lunettes à oxygène.

Matériel médical CE.

