

## FICHE TECHNIQUE



### **Mallette de médecin en nylon - Rusticana Light - Noir - Durasol - Dim. 38 x 21 x 27 cm**

Mallette légère et résistante pour infirmières et médecins.

Fait de nylon spécial, cette mallette médicale est particulièrement légère et robuste.

Elle possède de nombreux rangements et une poche extérieure à fermeture éclair.

- Fait de nylon résistant et lavable
- Poids particulièrement réduit
- Ouverture de taille avec renforcements des bords
- Poche extérieure à fermeture éclair
- Système de fermoir double de plastique ABS
- Poignée double ergonomique

#### **Équipement intérieur :**

- élément latéral amovible à 6 compartiments,
- 1 grand compartiment intérieur,
- élément de fond amovible permettant le compartimentage individuel à l'aide d'un système de séparations enfichables de plastique stable,
- distributeur d'ampoules mobile compris

#### **Dimensions :**

longueur 38cm x largeur 21cm x hauteur 27cm

#### **Matériel :**

Nylon avec cuir artificiel

#### **Coloris :**

Noir