



### Mallette médicale polyvalente Doctor Bag Robé Médical - Dim. 42 x 15 x 32 cm

Spécial déplacements à domicile et urgences. Utilisation comme sacoche ou sac à dos

Mallette médicale polyvalente avec séparations et modules amovibles pour visites, soins à domicile et urgences.

#### Utilisations possibles :

- sacoche à main
- sacoche en bandoulière
- sac à dos avec bretelles ergonomiques et sangles poitrine et ventrale.

#### **3 compartiments de rangement :**

- Espace central pour matériel médical :
  - porte-documents (22 x 33 cm)
  - pochette à scratch,
  - porte stylos,
  - 4 modules amovibles, fixations à scratch avec fenêtre transparente et fermeture à zip,
  - 1 ampoulier isotherme, fixation à scratch avec 30 élastiques et poche en gel extractible.
- Espace pour objets personnels :
  - porte stylos,
  - porte-carte de crédit et cartes de visite,
  - pochette pour téléphone à fermeture zippée,
  - 2 pochettes à scratch.
- Espace ordinateur ou rangement de documents :
  - séparation molletonnée,
  - pour ordinateur portable jusqu'à 15,6".

**Couleur :** Noir

#### **Compositions :**

- extérieure : Nylon PVC
- intérieure : Nylon 420 D

**Dimensions :** L 42 x l 15 x H 32 cm

**Poids :** 3 kg

**Poids maximum contenu recommandé :** 5 kg

Garantie 2 ans.

*Lors de la réception de la mallette, tous les accessoires se trouvent dans la pochette zippée dos.*