

FICHE TECHNIQUE



Manche porte lames de gouges inox n°3 - Robé Médical

Convient à toutes les lames de gouges Robé Médical

Manche gouge en Inox avec pince de maintien plate pour une fixation des lames de gouges.

Verrouillage simplifié pour changement des lames de gouges immédiat

Article non stérile, autoclavable.

Compatible avec toutes tailles de lames de gouges.

Matériel médical CE.

Tous nos instruments médicaux et chirurgicaux sont en acier inoxydable, qualité médicale, répondant aux exigences spécifiques pour leur utilisation, notamment pour mieux résister à la corrosion. Les qualités utilisées sont ainsi l'inox AISI 304 avec une teneur renforcée en nickel et chrome également dénommé 18/10 et l'inox AISI 316 connu sous le terme d'acier chirurgical.