



### Mannequin Ambu Choking de formation à la désobstruction des voies aériennes

Pour l'apprentissage de la manoeuvre de Heimlich: manoeuvre de compression abdominale destinée à la désobstruction des voies aériennes.

Différentes tailles de mannequin disponibles: enfant, adolescent, adulte et adulte obèse.

Ce mannequin est adapté aux formations de Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC1).

Chaque mannequin est conçu en PVC robuste.

La cage thoracique, le sternum et l'appendice xiphoïde procurent les éléments de référence nécessaires à la pratique de désobstruction des voies aériennes.

Livré avec deux corps étrangers: aliment et bille ronde.

La bille ronde est le corps étranger le plus facile à expulser.  
Le corps étranger "aliment" augmente le volume d'obstructions et le nombre de tentatives pour dégager les voies aériennes.

Matériaux des corps étrangers : coton et PVC.

#### Enfant:

Dimensions :43 x 25 x 18 cm.  
Poids : 2,27 kg.

#### Adolescent:

Dimensions : 61 x 36x 23 cm.  
Poids : 5,44 kg.

#### Adulte:

Taille : 75 x 40 x 20 cm.  
Poids : 5,30 kg.

#### Adulte obèse:

Dimensions :71 x 46 x 25 cm.  
Poids : 10,43 kg.

Livré en sac de transport avec deux corps étrangers: bille ronde et aliment.

Garantie 2 ans.