



### Mannequin Ambu Man B de secourisme et d'enseignement torse adulte

Torse adulte permettant la formation et l'entraînement aux techniques de Réanimation Cardio Pulmonaire (Rcp) sur un adulte. Avec molette de réglage pour modifier la rigidité thoracique.

Hygène, le mannequin de secourisme s'utilise avec des sacs d'insufflation à usage unique et une peau de visage afin d'éliminer tous risques de contaminations croisées.

Pendant les sessions de formation, chaque élève a son propre sac de protection pour voies respiratoires.

Représentation réaliste de l'anatomie humaine, notamment des fonctions importantes pour la formation aux techniques de réanimation modernes.

Ventilation et expiration réalistes par la bouche et le nez.

Ne nécessite aucun nettoyage interne du mannequin.

Équipé d'une molette de réglage à l'arrière afin de modifier la rigidité de la cage thoracique. Cela permet aux stagiaires un entraînement sur des constitutions différentes telles que les sportifs ou les personnes âgées par exemple.

- Système hygiénique unique.
- Expiration réaliste par la bouche et le nez.
- Résistance des voies aériennes.
- Rigidité plus ou moins prononcée de la cage thoracique.

Possibilité d'adapter des accessoires supplémentaires comme une paire de bras ou de jambes (en option). Permet de s'entraîner au bon positionnement des membres pour le massage cardiaque externe.

- Longueur : 80 cm
- Poids : 12 kg

Le mannequin torse MAN B AMBU est livré avec 5 peaux de visage et 100 sacs d'insufflation dans un sac de transport semi rigide (se transforme tapis de sol).

Garantie 2 ans.