



Mannequin Ambu Sani Child de secourisme et d'enseignement torse enfant

Torse enfant permettant la formation et l'entraînement aux techniques de Réanimation Cardio Pulmonaire (Rcp) sur un enfant.

Hygiénique, le mannequin de secourisme est équipé d'un système de voies respiratoires à usage unique.

Il s'utilise avec des sacs d'insufflation à usage unique pour éliminer tous risques de contaminations croisées.

Pendant les sessions de formation, chaque élève a son propre sac de protection pour voies respiratoires.

Gain de temps et d'énergie, évite le nettoyage, la désinfection et le démontage du visage entre chaque utilisation.

Le mannequin SANI CHILD AMBU est d'une conception très réaliste, durant l'apprentissage il permet des repères anatomiques visuels (sternum, cage thoracique, processus xiphoïde), et de s'assurer de la bonne exécution d'insufflation avec la poitrine se soulève normalement.

Dimensions: 43 x 25 x 19 cm.

Poids: 2,27 kg.

Le mannequin SANI CHILD AMBU est livré avec 3 sacs d'insufflation à usage unique.

Nous vous proposons en accessoires le lot de 100 sacs d'insufflation à usage unique SANI CHILD AMBU.

Garantie 2 ans.