

Masque bouche à bouche - Porte-clés

Masque à usage unique, pratique, hygiénique, conditionné dans un étui relié à un porte-clés.

Masque bouche à bouche munie d'une feuille de protection résistante, d'un système de valve anti-retour empêchant tout contact entre le secouriste et le visage de la victime.

A usage unique, ce masque est à placer simplement sur le visage de la victime pour pratiquer les gestes de réanimation de manière hygiénique et sans risques de contamination croisée.

Il est simple d'utilisation et facilement transportable.

Pratique et compact, il est conditionné dans un étui relié à un porte-clés.

Les instructions pour effectuer efficacement le bouche-à-bouche se trouve sur le masque lui-même.

Masque: feuille transparente et valve bleue.
Livré dans un porte clé bleu rigide.

Conditionnement unitaire.
Vendu par lot de 3 masques avec porte clé.

Matériel médical CE.

