



Massage de pieds par pression et par pétrissage - Chauffant - Cincom Shiatsu

Pour un soulagement rapide des douleurs aux pieds. 3 niveaux d'intensité de pression, 3 options de massage et 2 modes automatiques proposés

Cet appareil de massage pour les pieds propose des massages par pression combinés aux massages Shiatsu.

Il permet d'améliorer la circulation sanguine et d'atténuer les douleurs dans les pieds.

Le masseur de pieds Cincom Shiatsu dispose de 44 mini têtes de massage ergonomiques qui massent les points d'acupuncture des pieds. Il est également doté de rouleaux de massage et d'un système chauffant.

- 3 niveaux d'intensité de pression
- 3 options de massage
- 2 modes disponibles (mode synchrone ou mode composite)
- Arrêt automatique de 10/20 ou 30 minutes
- Housse interne lavable
- Système chauffant

Mode synchrone (A) :

Offre un pétrissage et un massage shiatsu avec une pression faible. Cette pression est modifiable ainsi que la chaleur.

Avec ce mode, la pression d'air et le pétrissage fonctionnent simultanément en cycle.

Mode Composite (B) :

Offre une méthode de massage différente et propose à tour de rôle un massage par pression, un massage par pétrissage.

Ce mode permet également de régler l'intensité de pression et la chaleur.

Compris avec l'appareil de massage des pieds :

- 1 appareil de pressothérapie et massage shiatsu
- 1 câble d'alimentation
- 2 manchons pour pieds, lavables
- 1 manuel d'utilisation en français

Utilisation :

- Appuyer sur le bouton on/off
- La machine se met à fonctionner avec la plus faible intensité dans le mode A et programme une minuterie par défaut (20 min)
- Fonction chauffage éteinte par défaut, appuyer sur le bouton pour l'allumer
- Choisir le mode souhaité et effectuer les différents réglages (minuterie, chaleur, pression d'air)