

Matelas anti-escarres à bulles d'air CA-MI

Conseillé pour la prévention des escarres de stade 1, en thérapies à long terme et thérapies à domicile.

Le matelas à bulles d'air offre une alternance des points de contact avec l'épiderme en effectuant un massage délicat qui permet un bon flux de sang et une bonne oxygénation des tissus, en prévenant la formation d'ulcères, de décubitus.

La poignée de réglage contrôle le niveau de sortie de la pression. En la tournant dans le sens horaire, la pression augmente, dans le sens inverse la pression diminue. Le compresseur permet de gonfler le matelas et soutenir la personne alitée.

- Simple à installer
- Portable et léger
- Possibilité de régler la pression en fonction du poids du patient

Caractéristiques techniques du compresseur :

- Alimentation en 230V
- Emission de l'air : 4.5l/min
- Variation de la pression : 30 mmHg / 110 mmHg
- Dimensions : 240 L x 120 W x 95 H

Caractéristiques techniques du matelas :

- Dimension : 3000 L x 900 W x 65 H
- Contient 130 cellules à bulle d'air
- Matériau : PVC atoxique (EN-71), épaisseur : 0.30mm
- Couleur : beige
- Kit pour la réparation inclus
- Gonflage complet : 20 min

Livré complet avec matelas à bulle air, compresseur et kit de réparation.

Garantie : 24 mois.

Matériel médical CE

