

### Matelas gaufrier en mousse anti-escarre - Catégorie I

Mousse de polyuréthane, haute résilience 39 kg/m<sup>3</sup>.

Matelas Basic Reflex pour la prévention des escarres. Livré avec housse imperméable aux liquides et micro-respirante. Classe Ia.

**Catégorie I** : pour les patients avec un risque d'escarre faible à modéré ou alité entre 10 à 15 heures par jour, mais pouvant se mobiliser seul avec plus ou moins de difficultés.

- Découpe en 3 zones favorisant l'immersion et la circulation d'air dans les zones les plus à risque.
- Plots souples et très mobiles pour le confort des patients.
- Multi-portance grâce à une découpe spécifique brevetée en tête/pieds pour limiter les risques de friction et cisaillement dans les zones les plus à risque.
- Aération interne du support pour favoriser le retour de la mousse et la durée de vie du matelas.

Poids max : 110 kg.

Poids du matelas : 11 kg.

Dimensions : 90 x 200 x 17 cm.

Conforme normes feu NF EN 597-1 et NF EN 597-2.

**Composition :**

- Mousse : polyuréthane, haute résilience 39 kg/m<sup>3</sup>.
- Housse Cartex : 65% polyuréthane, 35% polyester, CRIB 5.

Livré compressé.

Garantie 2 ans.

Matériel Médical CE.

