

### **Mèche plate hémostatique et cicatrisante - Algostéril - Boîte de 16**

Aide à la cicatrisation et à l'hémostase

Dispositif médical classe III, composé d'alginate de calcium pur, destiné à l'hémostase, la cicatrisation et la maîtrise des risques infectieux des plaies.

#### Utilisation recommandée pour le traitement et la cicatrisation de:

- Epistaxis et saignements après chirurgie rhino-sinusienne
- Plaies chirurgicales et traumatiques
- Plaies cavitaires et profondes
- Plaies chroniques
- Plaies infectées / à haut risque infectieux
- Plaies hémorragiques
- Hémostase des points de ponction
- Suintements hémorragiques en nappe per- et post- opératoires
- Brûlures profondes et superficielles

**Recommandé pour les hôpitaux, les infirmières et les médecins.**

Dispositif stérilisé par rayonnement bêta.

Dimensions d'une mèche : 5 x 40 cm

**Conditionnement** : par boîte de 16

Matériel médical CE

Validité : 3 ans.

