

FICHE TECHNIQUE

Mètre ruban déroulable - 2 mètres

Ruban de mesure à enroulement de retour automatique grâce à une pression

Ruban de mesure avec système d'enroulement de retour automatique par pression sur le bouton. Permet de mesurer les parties du corps.

Longueur : 200 cm

Matière : Boîtier en ABS et ruban en plastique souple

Conditionnement : Emballage individuel

Nettoyage : A la main avec un produit n'attaquant pas l'ABS

Dimensions :

- Boîtier : Ø 51 mm x 13.5 mm
- Ruban : 2000 mm x 8 mm x 0.5 mm

Mode d'emploi :

- Tenir le boîtier fermement dans une main puis dérouler le ruban en tirant doucement sur la languette qui dépasse.
- Une fois la mesure effectuée, enrouler le ruban dans le boîtier en appuyant sur le bouton au centre du boîtier.
- Pour un bon enroulage, veiller à ce que le ruban ne soit pas entortillé.

