



### Microperfuseurs de sécurité pour prélèvements sanguins Sol-Care™ avec adaptateur Luer - Boîte de 50

Aiguille épicroanienne sécurisée, destinée à être utilisée pour la collecte de sang veineux, avec adaptateur Luer

Le mécanisme de sécurité peut être activé immédiatement après la prise de sang, ce qui vous permet de vous protéger contre les blessures par piqûre d'aiguille.

#### Modèles disponibles :

##### Configuration Luer :

- 23G - 3/4 - longueur tubulure 305mm
- 23G - 3/4 - longueur tubulure 178mm
- 21 G - 3/4 - longueur tubulure 178mm

Emballage individuel stérile. Stérilisation OE. Validité 2 ans.

Conditionné par boîte de 50 microperfuseurs.

Matériel médical CE.

*Ne pas utiliser en cas de dommages constatés sur l'emballage ou le produit.*