

## FICHE TECHNIQUE



### Mini nébuliseur avec masque, réservoir et tubulure - Pédiatrique

Mini nébuliseur complet avec masque, réservoir à médicaments et tubulure pour une utilisation avec nébuliseur à compresseur.

Nébuliseur pédiatrique avec connexion universelle permettant de s'adapter au débitmètre.

S'utilise avec la plupart des nébuliseurs à compresseur --> [Voir toute notre gamme de nébuliseur.](#)

- PVC souple avec barrette nasale.
- Cuve 6 ml.
- Tubulure 2,10 m.
- Dispersion avec un diamètre massique moyen de 3,6 microns.
- Capacité de nébulisation de 0,25 à 0,3 ml/min.

#### Dimensions du masque :

Hauteur interne : 9 cm  
Hauteur totale : 10 cm  
Largeur interne : 5,2 cm  
Largeur totale : 6,8 cm  
Profondeur : 5 cm

#### Dimensions de la tubulure :

Longeur : 2,10 m  
Diamètre externe : 0,4 cm

Vendu par lot de 10 masques.

Matériel médical CE.