



Mini set de soins ultra compact n°5 - Fabrication Européenne

- 5 tampons de gaze ronds 17 fils, 1 pince à disséquer plastique bleue, 1 pince à disséquer plastique verte, 1 champ de soins 45 x 45 cm & 1 blister souple mono compartiment pour les soins à domicile.

Version ultra compacte spécialement étudiée pour un minimum d'encombrement.

Instrumentation plastique premier choix avec grande facilité de préhension.

Composition du set en blister souple **stérile** :

- 5 tampons de gaze ronds 17 fils,
- 1 pince à disséquer plastique bleue,
- 1 pince à disséquer plastique verte,
- 1 champ de soins 45 x 45 cm,
- 1 blister souple mono compartiment.

Conditionnement en lot de 25 sets.
Matériel médical CE.

Fabriqué en Europe.