

Mini sets d'ablation des fils - Fabrication Européenne - Robé Médical

Mini set comprenant : 3 mini compresses 2,5 x 2,5 cm, 1 pince à disséquer verte, 1 scalpel avec poignée pouce, 1 blister rigide mono compartiment 15,5 x 5 x 2 cm.

Version ultra mini spécialement étudiée pour un minimum d'encombrement. Facile d'utilisation et pratique, il se glisse partout: idéal lors des déplacements. Excellent rapport qualité/prix.

Notre set **stérile** comprend :

- 3 mini compresses 2,5 x 2,5 cm.
- 1 pince à disséquer verte.
- 1 scalpel avec poignée pouce.
- 1 blister rigide mono compartiment 15,5 x 5 x 2 cm.

Conditionné sous emballage individuel stérile.
Vendu par lot de 20 sets.

Matériel médical CE.

Ne pas utiliser en cas de dommages constatés sur l'emballage ou le produit.

