



### Mini sets pour pansements infirmiers - Fabrication Européenne

Sets pour pansements infirmiers **stériles** proposés sous blister de trois compartiments.

Instrumentation plastique de premier choix permettant une plus grande facilité de préhension.

Ces sets comprennent :

- 3 tampons de gaze ronds dimensions 20 x 20 cm dépliés, 17 fils.
- 5 compresses non tissées, dimensions 7,5 x 7,5 cm dépliées, 40 g/m<sup>2</sup>.
- 1 pince à disséquer plastique.
- 1 pince à disséquer plastique.

Conditionnement sous blister rigide de 3 compartiments.

Vendu par carton de 60 sets.

Matériel médical CE.

Fabriqué en Europe.

Pour la réalisation de tous les pansements infirmiers.