

FICHE TECHNIQUE

Miroir de Clar - Led sans fil - F 55 - 28000 Lux - Faromed

Miroir de Clar de 55 mm de diamètre avec lampe frontale - 28000 Lux / 6000 K - Fabricat

Cette lampe frontale à LED se distingue par sa haute qualité, sa durabilité et son très bon

Elle présente en effet un rendement optimal avec une efficacité lumineuse dans le sens d
La vision est assurée par le miroir de forme particulière en combinaison avec la lampe sp

Les lampes frontales de Clar offrent un éclairage idéal; même les cavités corporelles prof
observées distinctement.

Le spot lumineux est focalisable et le miroir est réglable dans toutes les directions.

Le bandeau frontal de forme ergonomique, rembourré de néoprène, peut être réglé en co
frontale reste extrêmement confortable même après un port prolongé.

Caractéristiques :

Alimentation :

- Boîtier à piles 3 x AA : 08-13110

- Bloc d'alimentation enfichable : 08-13150

Données techniques :

Éclairage : LED 6000K/28000 lux@30cm

Poids total : 210 g (sans les piles)

Alimentation électrique : 3 piles AA, en option bloc d'alimentation enfichable

Autonomie : environ 4 heures

Émission lumineuse : focalisable

Ø du miroir : 55 mm



Pièces de rechange et accessoires :

08-124 Miroir

08-335P3 Rembourrage avant

08-335P4 Coussin arrière

08-205-710 Boîtier de batterie

99-13194 Ampoule LED de rechange

10-10212 Adaptateur secteur

10-09406 Chargeur 4 x AA

90-99833 Pile rechargeable NiMH

Matériel médical CE de Classe I, Règlement (UE) 2017/745 (MDR)

Classification électrique : 1 M selon EN 60825-1

Directive UE 2011/65/EU relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques

Garantie : 2 ans