

FICHE TECHNIQUE

Miroir orthopédique inclinable sur roulettes, 170x100cm : non quadrillé

4 roulettes, adapté pour la correction des postures

Ce miroir est composé d'un cadre en acier, et d'une peinture époxy, assurant une sécurité en cas de casse accidentelle.

Les miroirs orthopédiques sont des outils essentiels pour la rééducation, permettant le diagnostic, la correction des postures et la thérapie miroir pour réduire la douleur. Adaptés à la gymnastique rééducative, les miroirs orthopédiques, offrent une visualisation précise des mouvements.

- Entretien facile
- Idéale pour ajuster des postures spécifiques
- Facile à déplacer grâce aux roulettes pivotantes
- Inclinaison possible grâce au système de bascule

Dimensions : 100 x 170 h cm

Poids : 35kg

Garantie : 3 ans

Dispositif médical CE de classe I / directive 93/42/CEE

