

## FICHE TECHNIQUE

### Miroir orthopédique inclinable sur roulettes, 170x100cm : quadrillé

Quadrillage par segments, 4 roulettes, adapté pour la correction des postures

Ce miroir en verre feuilleté possède un cadre en acier, avec un revêtement en peinture époxy, assurant une sécurité en cas de casse accidentelle.

Les miroirs orthopédiques sont des outils essentiels pour la rééducation, permettant le diagnostic, la correction des postures et la thérapie miroir pour réduire la douleur. Adaptés à la gymnastique rééducative, les miroirs orthopédiques, offrent une visualisation précise des mouvements.

- Entretien facile
- Idéale pour ajuster des postures spécifiques
- Quadrillage précis
- Facile à déplacer grâce aux roulettes pivotantes
- Inclinaison possible grâce au système de bascule

**Dimensions :** 100 x 170 h cm

**Poids :** 35kg

**Garantie :** 3 ans

Dispositif médical CE de classe I / directive 93/42/CEE

