

Modèle anatomique d'épaule avec ligaments

Permet d'illustrer les fonctions de l'épaule, la mécanique des articulations.

Ce modèle anatomique de l'épaule présente non seulement l'articulation de l'épaule, mais aussi les structures avoisinantes telles que l'omoplate et la clavicule.

Démontre l'abduction, l'adduction, l'antéverson, la rétroversion et la rotation interne / externe de l'épaule.

- Inclut des ligaments artificiels flexibles
- Livré avec socle de présentation
- Taille: 17,5x15x21 cm
- Fabriqué en PVC lavable et incassable

