

## FICHE TECHNIQUE

### Modèle anatomique d'oreille géante, agrandie 5 fois en 6 parties

Grand format, elle permet de voir tous les détails d'une oreille.

Modèle constitué de deux parties osseuses amovibles pour fermer l'oreille moyenne et l'oreille interne.

Composition :

- L'oreille externe
- L'oreille moyenne
- L'oreille interne
- le tympan avec le malleus et l'incus
- le labyrinthe avec le stapès, la cochlée
- le nerf vestibulo-cochléaire amovibles

- Taille : 42x24x16 cm.
- Fabriqué en plastique PVC lavable et incassable

