

Modèle anatomique de l'articulation de la hanche avec ligaments

Démontre l'abduction, l'antéversion, la rétroversion et la rotation interne/externe.

Ce modèle de l'articulation de la hanche est un modèle de squelette présentant la structure détaillée de l'articulation de la hanche ainsi que les structures avoisinantes et les ligaments. Il est monté sur un support en plastique blanc.

Inclut des ligaments artificiels flexibles.

- Taille: 21x19x28 cm
- Fabriqué en PVC lavable et incassable

