

Modèle anatomique de torse bisexué en 23 parties - 45 cm

Permet de présenter de l'anatomie humaine interne.

Ce modèle anatomique de torse bisexué est démontable :

- Tête
- Globe oculaire
- Cerveau
- Vertèbres
- Nerfs rachidiens
- Estomac en 2 parties
- Intestins en 4 parties
- Paroi de la poitrine féminine
- Poumon en 2 parties
- Cœur en 2 parties
- foie avec vésicule biliaire
- Rein
- Foie
- Organes génitaux féminins en 3 parties avec embryon
- Organes génitaux masculins en 4 parties

Fabriqué en PVC lavable et incassable

