

### Nébuliseur à compresseur MiniMax 0,35ml CA-MI

Nébuliseur pour aérosolthérapie destiné à un usage pédiatrique ou pour l'adulte.

Compact et mobile, le nébuliseur MiniMax à compresseur à un taux de nébulisation de 0,35ml/minute, un débit variable d'aérosol de 4,8 à 14l/minute et un niveau sonore de 60 dBA.

- Génération de particules: 2,44 µm,
- Réservoir de médicament: 2 à 6 ml,
- Pression d'utilisation: 1,1 bars,
- Pression maximum: 2,5 bars,
- Interrupteur marche/arrêt.

Pratique avec son sac de transport à compartiments et son cordon d'alimentation détachable.

Modèle vendu complet avec:

- 1 masque adulte PVC,
- 1 masque enfant PVC,
- 1 tube à air de connexion PVC 100 cm,
- 1 embout buccal,
- 1 embout nasal,
- 2 filtres à air de rechange,
- Sac de transport
- Adaptateur secteur (Puissance 230V - 50Hz).

Conforme norme EC 93/42/CEE.

Dimensions 13 x 10 x 15 cm.

Poids 1,45Kg.

Fabrication Européenne.

Garantie 3 ans.

Matériel médical CE.

