



Nouveau: fixation adhésive pour tubulures avec maintient libre - Transafix - 3 tailles disponibles

Permet les mouvements du patient et le changement de la tubulure

Ce nouveau pansement permet de changer des tubulures sans avoir à changer de pansement, conférant un gain de temps pour le personnel médical. Le pansement peut être utilisé pendant 5 jours.

Les bandes auto-agrippantes permettent d'ajuster l'ouverture du pansement afin de laisser en libre mouvement le tube ou de le maintenir fermement à l'intérieur selon les besoins du patient.

Pansement adhésif à forte tenue adapté aux peaux sensibles. Retrait facile sans laisser de résidu.

- Libre mouvement ou maintien ferme du tube à l'intérieur du pansement
- Bandes auto-agrippantes ouvrables et fermables à plusieurs reprises
- Pansements adhésifs à forte tenue adaptés aux peaux sensibles
- Retrait facile sans laisser de résidu
- Convient aux enfants et aux adultes

Durée d'utilisation d'un pansement : 5 jours

Dimensions (Longueur x Largeur) :

- > Taille 1: 7,5 x 1,7 cm
- > Taille 2: 9 x 3,1 cm
- > Taille 3: 15 x 4,6 cm

Conditionnement :

- > Taille 1: Boîte de 100
- > Taille 2: Boîte de 50
- > Taille 3: Boîte de 25

Dispositif médical CE.