



**3M**

**OFFRE SPÉCIALE 15++ Kits de pièces détachées  
Littmann 3M pour stéthoscopes Classic III**

**21,60€ TTC**

Pièces détachées pour tout stéthoscope 3M Littmann Classic III

**Kits pièces détachées pour les stéthoscopes 3M Littmann, ayant tous des embouts auriculaires souples (petits)**

**Pour stéthoscope Classic III** : membranes double fréquence en une seule pièce côté adulte et en une seule pièce côté **pédiatrique - coloris noir ou gris.**

Conditionnement sous blister.

Normes CE.

