

FICHE TECHNIQUE

OFFRE SPECIALE-FIN DE SERIE-Aiguille intramusculaire sous cutanée intraveineuse Romed - Boîte de 100

Aiguilles 23G x 1.25 - 30 x 0.60 mm

Pour tous types d'injection : intramusculaire, sous cutanée, intraveineuse, prélèvement, trocart, vétérinaire,...

- Aiguille en acier inoxydable.
- S'adapte à tous types de seringues.
- Sans latex, sans PVC, sans phtalates (DEHP).

Emballage individuel stérile.
Stérilisation Oxyde Ethylène. Validité 5 ans.

Conditionnement par boîte de 100 aiguilles hypodermiques.

Matériel médical CE.

Ne pas utiliser en cas de dommages constatés sur l'emballage ou le produit.

