

## FICHE TECHNIQUE



### Offre Spéciale - Sac de médecin Primus - Cuir brossé - Coloris brun foncé - Durasol - Dim. 37 x 20 x

~~319,00€ Ttc~~

Sac de médecin classique pour les visites à domicile.

[ OFFRE SPÉCIALE - Robé Médical vous propose une offre exceptionnelle allant jusqu'à 100€ de remise sur une sélection de sacs et mallettes médicales (offre valable dans la limite des stocks disponibles) ]

Ce sac en cuir brossé est pratique et permet de ranger les instruments et le matériel médical grâce à sa grande capacité.

L'intérieur du sac est équipé d'un plateau amovible et d'un endroit spécifique pour ranger les ampoules.

- Sac de médecin classique fait en cuir de première qualité (buffle d'eau)
- Assemblage sophistiqué
- Deux poches internes avec compartiment amovible
- Poches externes avec fermeture éclair
- 1 ampoulier inclus

#### Configuration interne :

- 2 grands compartiments intérieurs
- Élément de fond amovible permettant le compartimentage variable à l'aide d'un système de séparations
- Distributeur d'ampoules mobile compris
- Poches extérieures avec fermeture éclair et soufflets

Produit fabriqué en Allemagne

#### Dimensions :

longueur 37cm x largeur 20cm x hauteur 19cm

#### Poids :

1.550 g

#### Matériau :

Cuir de buffle d'eau

#### Coloris :

Brun foncé