

FICHE TECHNIQUE



Offre Spéciale - Sac médical en similicuir Cognac - Fond rigide - Dim. 30 x 20 x 20 cm

~~154,50€ Ttc~~

Sac médical compartimenté pour les déplacements médicaux

[OFFRE SPÉCIALE - Robé Médical vous propose une offre exceptionnelle allant jusqu'à 100€ de remise sur une sélection de sacs et mallettes médicales (offre valable dans la limite des stocks disponibles)]

Sac médical en skaï couleur Cognac, destiné aux médecins et aux infirmières qui se déplacent à domicile.

Extérieur du sac :

- dispositif de fermeture doré
- renforcement aux coins inférieurs du sac
- anse pour une prise en main facile

Intérieur du sac :

- Fond rigide
- poche interne avec fermeture à glissière
- poche à soufflets

Vendu avec une clé pour fermer le sac.

Coloris : Cognac

Dimensions : 30 x 20 x 20 cm de hauteur

Modèle : "Infirmiera Skay"

Fabriqué en Italie