

Oreiller ergonomique personnalisable

À mémoire de forme, 3 niveaux de densité au choix.

Choisissez la résilience qui vous est adaptée pour votre oreiller ergonomique. Avec housse molletonnée zippée. Design anatomique épousant parfaitement la forme de la tête.

Mousse dense et souple à mémoire de forme s'adaptant au contour du visage et du cou.

Respirant grâce à ses trous d'aération.

Ressorts en mousse multizone avec 3 densités différentes selon la couleur (bleu : forte, noir : moyenne, blanc : faible).

- Ressorts intégrés encapsulés dans deux coques de mousse.
- Coque supérieure microperforée pour plus d'aération.
- Densité des ressorts différente selon les couleurs, 3 couleurs pour 3 niveaux de densité permettant de personnaliser le confort de l'oreiller.

Comprend :

- 8 ressorts de forte densité (coloris bleu).
- 8 ressorts de faible densité (coloris blanc).
- 8 ressorts de densité intermédiaire (coloris noir).

Coloris : blanc.

Dimensions : 45 x 30 x 12 cm.

Ressort bleu : densité 22D, 100% polyuréthane.

Ressort noir : densité 18D, 100% polyuréthane.

Ressort blanc : densité 14D, 100% polyuréthane.

Coussin : densité 45D, 100% polyuréthane.

Livré avec 8 ressorts bleus supplémentaires.

