

Orolin Multisept Plus - spécial instruments - Bidon de 1L, 2L et 5L.

Détergent pré-désinfectant concentré pour l'instrumentation médicale.

Concentré puissant pour une désinfection et un nettoyage rapides des instruments médicaux et chirurgicaux.

Sans Aldéhyde.

Large spectre : Bactéricide, fongicide, tuberculocide, Hépatite B/HIV2, Hépatite C, Coronavirus (SARS), Adénovirus, et staphylocoque doré multirésistant.

- Dilution de 0.25 % (bactéricide, fongicide) à 2% (tuberculocide).
- Trempage 15 mn.
- Compatible ultrasons.

Conforme aux normes EN 1040, EN 1275, DGHM, C 93/4.

Fabriqué en Suisse.

Matériel médical CE

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

H290 Peut être corrosif pour les métaux.

H302 Nocif en cas d'ingestion.

H314 Provoque de graves brûlures de la peau et des lésions oculaires.

H373 Peut causer des dommages aux organes par exposition prolongée ou répétée.

H410 Très toxique pour la vie aquatique avec des effets durables.

